

### Express Abutments

Alle Kits enthalten: Express Abutment, Express Abutment Abformkappe, Express Abutment Modellierhilfe rückstandslos ausbrennbar (je eine mit und ohne Rotationsschutz), Express Abutment Heilungskappe, Express Abutment Replika und Abutmentschraube



Express Abutment Kit

#### Art. Nr. Beschreibung

31205	Express Abutment Kit 0,7 mm
31206	Express Abutment Kit 1,5 mm
31207	Express Abutment Kit 2,5 mm

### Präparierbare Titan Abutments

Präparierbare Titan Abutments werden mit Neoss Abutmentschraube und Laborschraube geliefert

31280	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Mittlerer Schneidezahn
31281	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 15° – Mittlerer Schneidezahn
31282	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 0° – Seitlicher Schneidezahn
31283	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 15° – Seitlicher Schneidezahn
31284	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Seitlicher Schneidezahn
31285	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 15° – Seitlicher Schneidezahn
31286	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Eckzahn
31287	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Prämolare
31288	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Molar



Mittlerer Schneidezahn

Seitlicher Schneidezahn



Eckzahn, Prämolare, Molare

### Präparierbare Titan Abutments, Alternative Austrittsprofile

31317	Präparierbares Titan Abutment 2 mm 0° – Breites Austrittsprofil <i>Enthält Neoss Abutmentschraube, Laborschraube, eine breite Deckschraube und ein breites Heilungsabutment PEEK mit Schraube. Kompatibel nur mit ProActive Straight und ProActive Tapered der Durchmesser 5,0 bis 5,5 der LOT Nummern 14646 oder höher; sowie mit ProActive Ø 6,0 mm Implantaten.</i>
31318	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Schmales Austrittsprofil
31319	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 15° – Schmales Austrittsprofil <i>Enthalten Neoss Abutmentschraube und Laborschraube</i>



Breites Austrittsprofil



Schmales Austrittsprofil

### Zirkon Abutments

Alle Zirkon Abutments enthalten den separaten Zirkonaufbau, NeoLink® Titan Mono, Neoss Abutmentschraube und Laborschraube

31290	Zirkon Abutment – Mittlerer Schneidezahn
31291	Zirkon Abutment – Seitlicher Schneidezahn
31292	Zirkon Abutment – Eckzahn
31293	Zirkon Abutment – Prämolare
31294	Zirkon Abutment – Molare



Zirkon Abutments

### Neoss TiBase Abutments (kompatibel mit Dentsply Sirona®)

Alle TiBase Abutments enthalten eine Neoss Abutmentschraube und eine Titanschraube

31329	Neoss TiBase N (NB B 3.4 L)
31330	Neoss TiBase W (NB B 4.1 L)
31331	Neoss ScanPfeiler L (TiBasis) <i>Enthält ScanPfeiler mit Schraube</i>



TiBase Abutments



ScanPfeiler

### CoCr Abutments

CoCr Abutments enthalten Neoss Abutmentschraube, Laborschraube und Modellierhilfe

31269	CoCr Abutment Mono
31260	CoCr Abutment Multi



CoCr Abutment Mono



CoCr Abutment Multi



Modellierhilfe